

MICROTORNILLOS AUTOROSCANTES

Para regeneración ósea

Nuestros microtornillos autoroscantes, diseñados para colocarse mediante motor, ofrecen una inserción controlada y progresiva que minimiza el riesgo de microgrietas óseas, permitiendo un anclaje más firme en la cortical, especialmente en huesos de densidad variable.

A diferencia de las chinchetas impactadas, la versión roscada permite un mayor ajuste del torque y de la profundidad, disminuyendo fallos de inserción y mejorando la estabilidad primaria.




Esta precisión se traduce en mayor seguridad durante procedimientos regenerativos. Al no depender de un golpe mecánico, se disminuye el trauma quirúrgico y se preserva mejor el tejido óseo circundante disminuyendo el riesgo de fracturas óseas. Esta combinación de eficiencia clínica y control técnico representa una mejora tangible tanto en la predictibilidad del procedimiento como en el confort postoperatorio del paciente.

La elección de un microtornillo roscado frente a algo impactado es una apuesta por la precisión quirúrgica



VENTAJAS DEL MICROTORNILLO DE ELEMENT DENTAL

- No requiere percutor ni martillo
- Inserción más precisa y controlada
- Menor trauma óseo y tisular
- Mayor estabilidad de fijación
- Fácil extracción en cirugía posterior
- Reduce el tiempo quirúrgico global
- Mejora la experiencia del paciente
- Ideal para zonas de acceso difícil



ELEMENT

NUESTRAS CAJAS DE MICROTORNILLOS

KIT GRANDE

MICROTORNILLOS + TORNILLOS DE EJE



~~820€~~

EXPODENTAL
500€

REF: ID00.80.901

Punta Torx 25 mm. REF: ID00.93.025

20 Microtornillos REF: ID00.20.001

40 Tornillos de Eje

4mm x8 REF ID00.19.204

6mm x8 REF ID00.19.206

8mm x8 REF ID00.19.208

10mm x8 REF ID00.19.210

12mm x8 REF ID00.19.212

KIT PEQUEÑO

CAJA DE MICROTORNILLOS



~~320€~~

EXPODENTAL
250€

REF: ID00.80.601

Punta Torx 25 mm. REF: ID00.93.025

20 Microtornillos REF: ID00.20.001

REPOSICIONES

Reposición Mínima:

Microtornillos - 10 unidades

Tornillos de Eje - 5 unidades

Microtornillos (10 unidades)

Microtornillo IDM®_H3 - ID00.20.001 (Chincheta)

Tornillos (5 unidades) Tornillo eje

IDM® Ø 1.2 h4 - ID00.19.204 Tornillo eje

IDM® Ø 1.2 h6 - ID00.19.206 Tornillo eje

IDM® Ø 1.2 h8 - ID00.19.208 Tornillo eje

IDM® Ø 1.2 h10 - ID00.19.210 Tornillo eje

IDM® Ø 1.2 h12 - ID00.19.212

Puntas Torx Punta Torx T6 20mm -

ID00.93.020 Punta Torx T6 25mm -

ID00.93.025 Punta Torx T6 30mm -

ID00.93.030 Punta Torx T6 40mm -

I

Punta Torx Dinámica T6 20mm - ID00.93.120

Punta Torx Dinámica T6 25mm - ID00.93.125

Punta Torx Dinámica T6 30mm - ID00.93.130

Mallas Refuerzo

V01 - ID00.33.551 Malla refuerzo 50x25mm.

V01 - ID00.33.521 Malla refuerzo 50x50mm.

Pedidos:

Comercial

Comercial@element-dental.com

669 68 32 16